

# Partikelfiltrierende Halbmaske – Gebrauchshinweise

Partikelfiltrierende Halbmaske zum einmaligen Gebrauch gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und EN 149:2001+A1:2009

## Anwendungsbereich:

Die partikelfiltrierende Halbmaske ist für den Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen bestimmt. Sie ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

## Einschränkung:

Nicht geeignet für die Verwendung an Arbeitsplätzen mit offenen Flammen (z. B. Schweißerei, Gießerei) und für die Verwendung in sauerstoffarmen Umgebungen und Umgebungen mit giftigen Gasen.

## Prüfung vor dem Gebrauch:

Bitte prüfen Sie die Maske und die Verpackung vor dem Gebrauch auf Beschädigung oder andere Mängel. Verwenden Sie keine beschädigten oder mangelhaften Masken.

## Sicherheitshinweise für den Gebrauch:

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den richtigen Sitz der Maske.
- Bei starker Gesichtsbehaarung kann nicht garantiert werden, dass die Anforderungen an die Dichtigkeit erfüllt werden.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Luftqualität schlecht ist, z. B. wenn die Luft stark verunreinigt oder der Sauerstoff verbraucht ist.
- Verwenden Sie die Maske nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Entsorgen Sie die Maske nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Die Maske ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie die Maske nicht mehr als ein Mal.

## Anlegen der Maske:

- Halten Sie die Ohrschlaufen mit beiden Händen fest und setzen Sie die Maske so auf Ihr Gesicht, dass Nase, Mund und Kinn bedeckt sind.
- Legen Sie die Ohrschlaufen hinter Ihre Ohren.
- Stellen Sie die Ohrschlaufen mit Hilfe des Kunststoffhakens so ein, dass die Maske auf Ihr Gesicht passt.
- Passen Sie den Nasenclip an die Form Ihrer Nase an, damit die Maske gut sitzt.

## Lagerbedingungen:










Das Produkt sollte in einer gut belüfteten, dunklen und trockenen Umgebung gelagert werden. Von Feuer, Schadstoffen und möglichen Verschmutzungsquellen fernhalten.

Lagertemperatur: -20°C - 40°C; relative Luftfeuchtigkeit: <80%.

## Haltbarkeit:

Die partikelfiltrierende Halbmaske hat unter den oben genannten Lagerbedingungen eine Haltbarkeit von 3 Jahren ab Produktionsdatum.

## ERLÄUTERUNG DER NORMEN UND PIKTOGRAMME

	Hersteller - Name und Anschrift		nur für den einmaligen Gebrauch und nicht wiederverwendbar		Losnummer / Chargencode
	Mindesthaltbarkeit		Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.		Begrenzung der Temperatur
	Vor Feuchtigkeit und Überschreitung der maximal erlaubten Luftfeuchtigkeit schützen		Vor Sonnenlicht schützen		Dieses Produkt ist latexfrei.



# Particle filtering half mask – Instruction for use

Particle filtering half mask single use compliant with PPE Regulation (EU) 2016/425 and EN 149:2001+A1:2009

## Indications for use:

The particle filtering half mask is intended for use to protect against solid and liquid aerosols. It is intended for single use.

## Limitations:

Not suitable for use in workplaces with open flames (e.g. welding, casting) and for use in the presence of oxygen deficiency and toxic gases.

## Checks prior to use:

Please check whether the packaging is damaged, whether the mask body is damaged, deformed or has other obvious defects before use. Do not use damaged masks.

## Precautions for use:

- Please check the proper fit of the mask before use.
- It cannot be guaranteed that the requirement for tightness will be met if there is a lot of facial hair.
- Do not use the mask when air quality is poor, such as when the air is highly contaminated, or oxygen is depleted
- Do not use the mask in explosive environments.
- Dispose of the mask after use according to local regulations.
- The mask is intended for single use. Do not use the mask more than once.

## Fitting:

- Hold the ear loops with both hands and place the mask on your face so that your nose, mouth and chin are covered.
- Place the ear loops behind your ears.
- Adjust the ear loops with the plastic hook so that the mask fits your face.
- Adjust the nose clip to the shape of your nose so that the mask fits snugly.

## Storage condition:










The product should be stored in a well ventilated, dark and dry environment. Keep away from fire, pollutants and possible pollution sources.

Storage temperature: -20°C – 40°C; relative humidity: < 80%

## Shelf life:

The particle filtering half mask has a shelf life of 3 years from the date of production under the above storage conditions.

## EXPLANATION OF THE STANDARDS AND PICTOGRAMS

	Manufacturer – name and address		for single-use only and non-reusable		Lot number / batch code
	Shelf life		Read the instructions for use carefully before use.		Temperature delimitation
	Protect from moisture and maximum relative humidity of storage conditions		Protect from sunlight		This is a latex free product.

